

「操作上の注意」「用法・用量（操作方法）」改訂のお知らせ

2026 年 9 月・10 月

製造販売元

 日本ケミファ株式会社
東京都千代田区岩本町2丁目2-3

体外診断用医薬品

免疫グロブリンE単一試験・複数結果用多種抗原キット



ドロップスクリーン 特異的IgE測定キット ST-1

このたび、標記製品の「操作上の注意」「用法・用量（操作方法）」の項を改訂いたしましたので、ご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

＜改訂内容（2026 年 9 月改訂）＞（該当部分のみ抜粋）

下線 部：追記箇所

改訂後	改訂前
【操作上の注意】 4. その他 本品はドロップスクリーン A-1、 <u>ドロップスクリーン A-2</u> の専用試薬です。	【操作上の注意】 4. その他 本品はドロップスクリーン A-1 の専用試薬です。
【用法・用量（操作方法）】 イ. 必要な器具、器材、試料等 ・ <u>ドロップスクリーン A-1</u> <u>又はドロップスクリーン A-2</u> （専用分析装置） ・ 穿刺器（ランセット）：（別売品） ・ 必要検体量：20 μ L エ. 操作方法 使用機器の取扱説明書に従って必要な情報を入力し、アレルゲンカセット、試薬カートリッジを装置にセットして測定を行います。 （ <u>ドロップスクリーン A-1</u> <u>又はドロップスクリーン A-2</u> を用いた場合） 	【用法・用量（操作方法）】 イ. 必要な器具、器材、試料等 ・ <u>ドロップスクリーン A-1</u> （専用分析装置） ・ 穿刺器（ランセット）：（別売品） ・ 必要検体量：20 μ L エ. 操作方法 使用機器の取扱説明書に従って必要な情報を入力し、アレルゲンカセット、試薬カートリッジを装置にセットして測定を行います。 （ドロップスクリーン A-1 を用いた場合） 

＜改訂理由＞

新規測定機器ドロップスクリーン A-2 の発売により、ドロップスクリーン A-2 でも本製剤を用いて測定可能となったため、「操作上の注意」及び「用法・用量(操作方法)」に「ドロップスクリーン A-2」を追記いたしました。

以上

最新の電子化された添付文書は弊社ホームページ「医療関係者向けサイト」 (<https://www.nc-medical.com/>) 及び医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/ivd/0001.html>) に掲載いたします。また、専用アプリ「添文ナビ」で GS1バーコードを読み取ることでもご覧いただけます。 ドロップスクリーン 特異的IgE測定キット ST-1


(01)04987171909010

お問い合わせ先：日本ケミファ株式会社 臨床検査薬事業部 03-3851-2974