

【イルアミクス配合錠LD・HD「ケミファ」】
自動錠剤分包機耐久性に関する資料
((株) タカゾノ自動錠剤分包機)

一包化した際のお剤との配合変化等については検討しておりませんことをご承知おきください。

日本ケミファ株式会社

● 目的

イルアミクス配合錠 LD・HD「ケミファ」について、全自動錠剤分包機を使用した際の耐久性等を検討した。

● 試験製剤

イルアミクス配合錠 LD「ケミファ」

イルアミクス配合錠 HD「ケミファ」

● 使用機器

全自動錠剤分包機：HP-j128HS-GP Eser（株式会社タカゾノ）

カセッター：試験製剤専用カセッター

● 試験方法

全自動錠剤分包機にカセッターを設置し、分包した錠剤について評価した。

<分包条件>

カセッター	分包単位	カセッター位置	試験錠数	分包数
試験製剤専用	2錠/1包	最上段	100	50

<評価内容>

錠剤品質

割れ、欠けの有無

● 結果

すべての分包条件において錠剤の割れ、欠けは認められなかった。

● 結論

イルアミクス配合錠 LD・HD「ケミファ」における全自動錠剤分包機の適合性が確認された。

日本ケミファ株式会社：自動錠剤分包機耐久性に関する資料（社内資料）

2018年7月作成

【イルアミクス配合錠LD・HD「ケミファ」】
自動錠剤分包機耐久性に関する資料
((株) 湯山製作所製自動錠剤分包機)

一包化した際のお剤との配合変化等については検討しておりませんことをご承知おきください。

日本ケミファ株式会社

● 目的

イルアミクス配合錠 LD・HD「ケミファ」について、全自動錠剤分包機を使用した際の耐久性等を検討した。

● 試験製剤

イルアミクス配合錠 LD「ケミファ」

イルアミクス配合錠 HD「ケミファ」

● 使用機器

全自動錠剤分包機：YS-TR-260FDS II PROUD（株式会社湯山製作所）

カセッター：試験製剤専用カセッター

● 試験方法

全自動錠剤分包機にカセッターを設置し、分包した錠剤について評価した。

<分包条件>

カセッター	分包単位	カセッター位置	試験錠数	分包数
試験製剤専用	2錠/1包	最上段	100	50

<評価内容>

錠剤品質

割れ、欠けの有無

● 結果

すべての分包条件において錠剤の割れ、欠けは認められなかった。

● 結論

イルアミクス配合錠 LD・HD「ケミファ」における全自動錠剤分包機の適合性が確認された。

日本ケミファ株式会社：自動錠剤分包機耐久性に関する資料（社内資料）

2018年7月作成