

質問	リバスチグミンテープ 4.5mg・9mg・13.5mg・18mg「YP」にどのようなマーカーで記入できますか。
回答	リバスチグミンテープ 4.5mg・9mg・13.5mg・18mg「YP」について、各種マーカーのインク浸透性を確認した結果、支持体へのインクの滲みやはじきは認められず、インクの種類や放置時間によらず透過も認められませんでした。 詳しくは添付のデータをご覧ください。
参考資料	【リバスチグミンテープ 4.5mg・8mg・13.5mg・18mg「YP」】 インク浸透性に関する資料